

Anticorpo Policlonal Anti-Tlk1 Para Wb, Elisa - Q9Uki8

Número do item: CM0024079

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TLK1 (PKU-beta), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com TLK1 humano, de camundongo e de rato. O TLK1 é uma cinase envolvida na montagem da cromatina e na resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PKU-beta; TLK1
Espécie	Humano
GeneID	9874
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do TLK1 humano (NP_036422.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKI8
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo