

Anticorpo Policlonal Anti-Tlk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UKi8

Número do item: CM0013023

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TLK1 humano (PKU-beta), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre ciclo celular, reparo de danos ao DNA e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKU-beta; TLK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9874
ID do Gene	9874
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-230 do TLK1 humano (NP_036422.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKI8
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo