

Anticorpo Policlonal Anti-Tlr1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15399

Número do item: CM0015943



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TLR1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLR1 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5; TLR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7096
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-290 do TLR1 humano (NP_003254.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15399
Peso da Proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo