


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tlr2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Número do item: CM0012094



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TLR2 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TLR2
Observações/alias	TIL4; CD282
Espécie	Humano
GeneID	7097
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 290-390 do TLR2 humano (NP_003255.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O60603
Peso da proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo