

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tlr2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Número do item: CM0002928



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho TLR2 (O60603) de alta qualidade para aplicações de WB, IF/ICC, IF-P e ELISA, reativo cruzado com humano e camundongo. Adequado para estudar imunidade inata, sinalização TLR2 e vias de infecção bacteriana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLR2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TIL4; CD282; TLR2
Espécie	Humano
ID do Gene	7097
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-784 do TLR2 humano (NP_003255.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa

Envio