

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tlr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60603

Número do item: CM0028811



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TLR2 de alta qualidade para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta TLR2 humano, de rato e camundongo (90 kDa). Ideal para pesquisa em imunidade inata, infecção e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para TLR2
Observações/Apelido	TIL4; CD282; TLR2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7097
GeneID	7097
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 636-784 do TLR2 humano (NP_003255.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de Gelo