

Anticorpo Policlonal Anti-Tlr3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15455

Número do item: CM0017639



introdução

TLR3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece o TLR3 humano, de camundongo e de rato, sendo ideal para pesquisas sobre imunidade inata e infecções virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	TLR3 Rabbit pAb
Observações/alias	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7098
ID do gene	7098
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 do TLR3 humano (NP_003256.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15455
Peso da proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo