

Anticorpo Policlonal Anti-Tlr4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000206

Número do item: CM0018147



introdução

TLR4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho contra TLR4 humano, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com TLR4 humano e de camundongo; ideal para estudar imunidade inata e vias de sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7099
GeneID	7099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-228 do TLR4 humano (NP_612564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00206
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de Gelo