


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tlr5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60602

Número do item: CM0021751



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TLR5 direcionado ao receptor toll-like 5 humano (O60602). Validado para WB, IHC-P e ELISA, este anticorpo auxilia na pesquisa de imunidade inata e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLR5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7100
GeneID	7100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 714-858 da TLR5 humana (NP_003259.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60602
Peso da Proteína	98kDa
Transporte	Bolsa de gelo