


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tlr6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

Número do item: CM0025736



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TLR6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece TLR6 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TLR6
Observações/Apelido	CD286; TLR6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10333
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 697-796 do TLR6 humano (NP_006059.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2C9
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de Gelo