


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tlr7 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

Número do item: CM0013275



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TLR7 humano (SWISS: Q9NYK1). Validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage com TLR7 humano, de camundongo e de rato. O imunógeno corresponde ao domínio extracelular (aa 30-230). Ideal para pesquisa de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLR7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51284
GeneID	51284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-230 do TLR7 humano (NP_057646.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYK1
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Saco de gelo