

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tlr8 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nr97

Número do item: CM0017573



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TLR8 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e sinalização por TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLR8 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
Espécie	Humano
GeneID	51311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 849-1041 do TLR8 humano (NP_619542.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR97
Peso Proteico	120kDa
Envio	Saco de gelo