

Anticorpo Policlonal Anti-Tlx1 Para Wb, Elisa - P31314

Número do item: CM0016043

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TLX1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos do desenvolvimento do baço e pesquisas sobre leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TLX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TCL3; HOX11; TLX1
Espécie	Humano
ID do gene	3195
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 de TLX1 humano (NP_001182446.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P31314
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo