

Anti-Tm7Sf2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 076062

Número do item: CM0022280

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TM7SF2 adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage com TM7SF2 humano e de camundongo, uma redutase de delta(14)-esterol envolvida na biossíntese de colesterol. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TM7SF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7108
GeneID	7108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-250 do TM7SF2 humano (NP_003264.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O76062
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo