

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tmc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8TDi8

Número do item: CM0027354



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra TMC1, uma subunidade de canal de mecanotransdução. Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa do sistema auditivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMC1 Coelho pAb
Observações/Alias	DFNB7; DFNA36; DFNB11; TMC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	117531
GeneID	117531
Imunógeno	Pepetídeo sintético, correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do TMC1 humano (NP_619636.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDI8
Peso Proteico	88kDa
Transporte	Saco de gelo