

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Tmc5 Para Wb, Elisa - Q6Uxy8

Número do item: CM0021914

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a TMC5 humano (Proteína 5 semelhante a canal transmembranar). Validado para WB e ELISA; detecta um componente provável de canal iônico. Adequado para pesquisa de proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMC5 Rabbit pAb
Observações/Alias	TMC5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79838
GeneID	79838
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 676-760 da TMC5 humana (NP_079056.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UXY8
Peso Molecular	115kDa
Envio	Bolsa de gelo