

Anticorpo Policlonal Anti-Tmed2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15363

Número do item: CM0022154



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TMED2 para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com TMED2 humano, de camundongo e de rato, um regulador chave do tráfego vesicular e da exocitose de RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMED2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10959
ID do Gene	10959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-170 do TMED2 humano (NP_006806.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15363
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo