

Anticorpo Policlonal Anti-Tmed3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3Q3

Número do item: CM0024658

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TMED3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de tráfego vesicular, dinâmica do Golgi e função da via secretora inicial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMED3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3
Espécie	Humano
GeneID	23423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-180 do TMED3 humano (NP_031390.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3Q3
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo