


## Anticorpo Policlonal Anti-Tmed9 Para Wb E Elisa - Q9Bvk6

Número do item: CM0026699



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMED9 validado para WB e ELISA. Reconhece TMED9 de humano, camundongo e rato. Atua contra a proteína da família p24 envolvida no tráfego vesicular e retenção no Golgi, adequado para pesquisa na via secretora.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | TMED9 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelidos       | p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9                                                                           |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene                 | 54732 (Humano)                                                                                                           |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-224 da TMED9 humana (NP_059980.2) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                      | Q9BVK6                                                                                                                   |
| Peso Molecular da Proteína | 27kDa                                                                                                                    |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                            |