

Anticorpo Monoclonal Anti-Tmeff2 Para Wb, Elisa - Q9Uik5

Número do item: CM0012127

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TMEFF2 de alta especificidade validado para WB e ELISA. Reage com TMEFF2 (tomoregulina-2) humano e de rato. Ideal para aplicações de pesquisa em neurociência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEFF2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	TR; HPP1; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23671
ID do Gene	23671
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aa 275-374 do TMEFF2 humano (Q9UIK5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UIK5
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo