

Anticorpo Monoclonal Anti-Tmem119 Para Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - Q4V9L6

Número do item: CM0006833

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TMEM119 humano (OBIF), validado para WB, IF-P, IHC-P, mIHC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de formação óssea, micróglia e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM119 Rabbit mAb
Observações/Apelido	OBIF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	338773
GeneID	338773
Imunógeno	Proteína recombinante de TMEM119 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q4V9L6
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo