

Anticorpo Policlonal Anti-Tmem119 Para Wb, Elisa - Q4V9L6

Número do item: CM0022928

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMEM119 humano (OBIF), adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O TMEM119 funciona na diferenciação de osteoblastos, mineralização óssea e é um marcador de micróglia. Peso molecular previsto ~29 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM119 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OBIF; TMEM119
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	338773
ID do Gene	338773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-270 do TMEM119 humano (NP_859075.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q4V9L6
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo