

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmem132D Para Wb, Elisa - Q14C87

Número do item: CM0015866

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TMEM132D validado para WB e ELISA. Reage com TMEM132D humano, de camundongo e de rato, um regulador da morfologia neuronal. Ideal para pesquisas em neurociência e desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM132D Rabbit pAb
Observações/Apelido	TMEM132D; MOLT; PPP1R153
Espécie	Humano
GeneID	121256
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 730-915 do TMEM132D humano (NP_597705.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14C87
Peso da Proteína	122 kDa
Envio	Bolsa de gelo