


Anticorpo Policlonal Anti-Tmem147 Para Wb, Elisa - Q9Bvk8

Número do item: CM0019082



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TMEM147 humana, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos da função do complexo translocon multipassagem e inserção de proteínas de membrana do retículo endoplasmático. Reage de forma cruzada com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM147 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10430
ID do Gene	10430
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de TMEM147 humano (NP_116024.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BVK8
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo