

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmem176B Para Wb, Elisa - Q3Ybm2

Número do item: CM0023799

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TMEM176B (LR8), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para estudos de maturação de células dendríticas e desenvolvimento cerebelar. - Q3YBM2

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM176B pAb de Coelho
Observações/Apelido	TMEM176B; LR8; MS4B2; proteína transmembrana 176B
Espécie	Humano
ID do Gene	28959
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-65 do TMEM176B humano (NP_001094781.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q3YBM2
Peso da Proteína	25kDa/29kDa
Envio	Saco de gelo