

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmem176B Para Wb, Elisa - Q3Ybm2

Número do item: CM0018922

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMEM176B humano (LR8, MS4B2). Validado para WB e ELISA; reage com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre a maturação de células dendríticas e o desenvolvimento de células granulares do cerebelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TMEM176B Rabbit pAb
Observações/alias	LR8; MS4B2; TMEM176B
Espécie	Humano
ID do gene	28959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 148-208 de TMEM176B humano (NP_054739.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q3YBM2
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo