

Anticorpo Policlonal Anti-Tmem18 Para Wb, Elisa - Q96B42

Número do item: CM0023418

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TMEM18 validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Adequado para estudar repressão transcricional, migração celular e funções de ligação ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM18 Coelho pAb
Observações/Apelido	IncND; TMEM18
Espécie	Humano
GeneID (humano)	129787
GeneID	129787
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-100 do TMEM18 humano (NP_690047.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96B42
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de Gelo