

Anticorpo Monoclonal Anti-Tmem192 Para Wb, Elisa - Q8Iy95

Número do item: CM0002736

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a TMEM192 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Ideal para estudo de proteínas de membrana lisossomais e de endossomos tardios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM192 Coelho mAb
Espécie	Humana
GeneID	201931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-271 da TMEM192 humana (NP_001093859.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q8IY95
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo