


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmem2 Para Wb E Elisa - Q9Uhn6

Número do item: CM0020491



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TMEM2 humano (CEMIP2), uma hialuronidase de superfície celular. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Suporta estudos de metabolismo do hialuronano e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM2 Coelho pAb
Observações/Apelido	TMEM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23670
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1150-1250 do TMEM2 humano (NP_037522.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHN6
Peso da Proteína	154kDa
Envio	Saco de gelo