

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmem25 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Yd3

Número do item: CM0016056

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TMEM25 humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta TMEM25 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos sobre excitabilidade neuronal e degradação do receptor NMDA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TMEM25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84866
GeneID	84866
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 223-322 do TMEM25 humano (NP_001137506.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YD3
Peso Proteico	39kDa
Remessa	Em saco de gelo