

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmem61 Para Wb E Elisa - Q8N0U2

Número do item: CM0021325

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TMEM61 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma proteína transmembrana de 22 kDa, ideal para pesquisa de proteínas de membrana e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TMEM61 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TMEM61
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	199964
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 91-210 do TMEM61 humano (NP_872338.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N0U2
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo