

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Tmf1 Para Wb, Elisa - P82094

Número do item: CM0024436

introdução

Anticorpo policlonar de coelho de alta qualidade direcionado ao TMF1 humano (ARA160). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição e transporte retrógrado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TMF; ARA160; TMF1
Espécie	Humano
GeneID	7110
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 900-1000 do TMF1 humano (NP_009045.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P82094
Peso Proteico	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo