

Anti-Tmlhe Anticorpo Policlonal De Coelho Para If/Icc E Elisa - Q9Nvh6

Número do item: CM0025352

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMLHE humano, uma enzima mitocondrial na biossíntese de carnitina. Validado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a di-oxigenase de trimetilisina; relevante para pesquisas sobre metabolismo e autismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMLHE Rabbit pAb
Observações/Apelido	TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55217
ID do Gene	55217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 167-376 do TMLHE humano (NP_001171726.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVH6
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo