

Anticorpo Policlonal Anti-Tmod1 Para Wb E Elisa - P28289

Número do item: CM0027454



introdução

TMOD1 Coelho pAb (P28289) é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Detecta TMOD1 humano, de rato e de camundongo. A Tropomodulina-1 tampona as extremidades pontiagudas dos filamentos de actina. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e dinâmica da actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMOD1 Coelho pAb
Observações/Apêndices	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7111
GeneID	7111
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-359 do TMOD1 humano (NP_003266.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28289
Peso Proteico	41kDa
Remessa	Saco de gelo