

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmod4 Para Wb, Elisa - Q9Nzq9

Número do item: CM0027544

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TMOD4 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O TMOD4 é uma tropomodulina do músculo esquelético que sela os filamentos de actina, regulando a dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMOD4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SK-TMOD; TMOD4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29765
GeneID	29765
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-345 do TMOD4 humano (NP_037485.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZQ9
Peso da Proteína	39kDa
Envio	