


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tmpo - P42166 / P42167

Número do item: CM0020610



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao TMPO humano (LAP2). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta múltiplas isoformas (38-75 kDa). Ideal para estudos de arquitetura nuclear e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TMPO Rabbit pAb
Observações/Alias	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7112
ID do Gene	7112
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-410 do TMPO humano (NP_001027454.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42166/P42167
Peso Proteico	38kDa/50kDa/75kDa
Envio	Saco de gelo