

Anticorpo Policlonais Anti-Tmprss11A Para Wb E Elisa - Q6Zmr5

Número do item: CM0025350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMPRSS11A, uma serina protease envolvida na senescência celular. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMPRSS11A Rabbit pAb
Observações/Alias	HESP; ECRG1; HATL1; TMPRSS11A
Espécie	Humano
ID do Gene	339967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-421 da TMPRSS11A humana (NP_872412.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZMR5
Peso Molecular	47kDa
Envio	Bolsa de gelo