

Anticorpo Policlonais Anti-Tmprss11A Para Wb, Elisa - Q6Zmr5

Número do item: CM0013843



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMPRSS11A humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre senescência e câncer de esôfago. Peso molecular previsto: 47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMPRSS11A pAb de coelho
Observações/Apelidos	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	339967
GeneID	339967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-421 da TMPRSS11A humana (NP_872412.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZMR5
Peso Proteico	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo