

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tmprss2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15393

Número do item: CM0008949



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra TMPRSS2 humano (PRSS10) para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre interações hospedeiro-vírus, câncer e biologia das proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TMPRSS2
Observações/Apelido	PRSS10; TMPRSS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7113
GeneID	7113
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 da TMPRSS2 humana (O15393).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15393
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Embalagem de gelo