

Anticorpo Policlonal Anti-Tmtc3 Para Wb E Elisa - Q6Zxv5

Número do item: CM0017781

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMTC3 humano (O-manosil-transferase), adequado para WB e ELISA. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 615-914. Útil para investigar a resposta ao estresse do RE e a O-manosilação da caderina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMTC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LIS8; SMILE; TMTC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	160418
GeneID	160418
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 615-914 do TMTC3 humano (NP_861448.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZXV5
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de gelo