


Anticorpo Policlonal Anti-Tmx1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3N1

Número do item: CM0018428



introdução

Anticorpo policlonal Anti-TMX1 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína TMX1 humana, de camundongo e rato (32 kDa). Ideal para pesquisa em biologia redox e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMX1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Espécie	Humano
GeneID	81542
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-280 da TMX1 humana (NP_110382.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3N1
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo