


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmx1 Para Wb, Elisa - Q9H3N1

Número do item: CM0019614



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a TMX1 humana, uma proteína transmembrana relacionada à tiorredoxina envolvida na atividade de isomerase de dissulfeto de proteínas, estresse do RE e metabolismo de triglicerídeos. Validado para Western blot (WB) e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81542
GeneID	81542
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-280 da TMX1 humana (NP_110382.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H3N1
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo