


Anticorpo Monoclonal Anti-Tnf-A Para Ihc-P, Elisa - P01375

Número do item: CM0007398



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para TNF- α humano (caquectina, TNFSF2) com aplicações validadas em IHC-P e ELISA. Imunógeno: proteína de fusão recombinante cobrindo os aminoácidos 77-233. Ideal para o estudo de inflamação, câncer e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-TNF- α
Observações/Alíase	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa; TNF- α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-233 do TNF- α humano (NP_000585.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo