

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tnf-A Para Wb, Elisa - P06804

Número do item: CM0006578



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TNF- α de camundongo validado para WB e ELISA, reconhece TNF- α de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em inflamação, resposta imune e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNF- α mAb de Coelho
Observações/Alíase	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7124
GeneID	21926
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-235 do TNF- α de camundongo (NP_038721.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P06804
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo