


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tnf-A Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P01375

Número do item: CM0005650



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao TNF- α humano (SWISS: P01375), válido para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa em citocinas, apoptose e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNF- α mAb de Coelho
Observações/Apelido	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7124
GeneID	7124
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-233 do TNF- α humano (NP_000585.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo