


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tnf-A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01375

Número do item: CM0016171



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao TNF- α humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudo de inflamação, apoptose e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNF- α Rabbit pAb
Observações/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7124
GeneID	7124
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01375
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo