


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnf-A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

Número do item: CM0017885



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNF- α humano para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta TNF- α humano e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre inflamação, apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNF- α pAb de Coelho
Observações/Apelido	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7124
GeneID	7124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 134-233 do TNF- α humano (NP_000585.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01375
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Saco de gelo