

Anticorpo Monoclonal Anti-Tnf-Alfa Para Wb, If/Icc, Elisa - P06804

Número do item: CM0004854

introdução

mAb de Coelho TNF-alfa da CamelBio (reativo a camundongo) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a citocina TNF-alfa de 26 kDa envolvida na inflamação, apoptose e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TNF-alfa
Observações/Apelido	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alfa
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7124
ID do Gene	21926
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-235 do TNF- α de camundongo (NP_038721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06804
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Saco de gelo