

Anticorpo Policlonal Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B Para Wb, Elisa - P25119

Número do item: CM0023952

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNF RII/TNFRSF1B/CD120b de rato (TNFRSF1B), validado para WB e ELISA. Reconhece alvos humanos e de rato. Ideal para estudos de sinalização de TNF e pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b Coelho pAb
Observações/Apelido	p75; TNFBR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFRII; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	7133
ID do Gene	21938
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 23-258 do TNF RII/TNFRSF1B/CD120b de rato (NP_035740.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P25119
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo