

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnf α Para Wb E Elisa - P16599

Número do item: CM0023636

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TNF α de rato, validado para Western blot e ELISA. Detecta TNF-alfa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação, imunologia e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNF α Rabbit pAb
Observações/Apelido	Tnfa; RATTNF; TNF-alfa; TNF α
Espécie	Rato
GeneID (humano)	7124
GeneID	24835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-235 do TNF α de rato (NP_036807.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P16599
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo